

ACCESORII PENTRU AUTOCLAVE

COS PENTRU STERILIZARE

- Are forma cubica, confectionat din inox electropolizat
- Dimensiuni ochiuri: 8 x 8 mm
- Sectiune sarma: 1 mm
- Ideal pentru transport, stocare si sterilizarea sticlarii de laborator
- Autoclavabil



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRTC2904.0001	Cos pentru sterilizare, 100x100x100 mm	bucata
CRZC2905.0001	Cos pentru sterilizare, 120x120x120 mm	bucata
CRPC2906.0001	Cos pentru sterilizare, 140x140x140 mm	bucata
CRNC2907.0001	Cos pentru sterilizare, 160x160x160 mm	bucata
CRCC2908.0001	Cos pentru sterilizare, 180x180x180 mm	bucata

CRQC2909.0001	Cos pentru sterilizare, 200x200x200 mm	bucata
CRUC2910.0001	Cos pentru sterilizare, 300x200x200 mm	bucata
CRGC2911.0001	Cos pentru sterilizare, 400x200x200 mm	bucata

COS PENTRU STERILIZARE

- Confectionat din inox electropolizat, forma cilindrica
- Dimensiuni ochiuri: 8 x 8 mm
- Sectiune sarma: 1 mm
- Prevazut cu maner
- Autoclavabil



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRDC2912.0001	Cos pentru sterilizare, D 120 mm, H 100 mm	bucata
CRLC2913.0001	Cos pentru sterilizare, D 150 mm, H 120 mm	bucata
CRHC2914.0001	Cos pentru sterilizare, D 180 mm, H 160 mm	bucata
CRSC2915.0001	Cos pentru sterilizare, D 210 mm, H 180 mm	bucata

CROC2916.0001	Cos pentru sterilizare, D 240 mm, H 180 mm	bucata
CRZC2917.0001	Cos pentru sterilizare, D 270 mm, H 180 mm	bucata
CRXC2918.0001	Cos pentru sterilizare, D 300 mm, H 200 mm	bucata

CONTAINER PENTRU STERILIZAREA PIPETELOR

- Este din aluminiu si are forma cilindrica
- Ideal pentru sterilizarea pipetelor de diferite volume
- Constituit din doua parti de aluminiu care intra una in alta, Ø 60 mm



Cod	Produs	Pentru pipete cu dimensiuni cuprinse intre	Mod de ambalare
CRDC307.0001	Container sterilizare, pentru pipete	145 si 235 mm	bucata
CRQC308.0001	Container sterilizare, pentru pipete	280 si 420 mm	bucata

INSERTIE DE SILICON PENTRU CONTAINER DE STERILIZARE

- Aceasta insertie este dedicata containerului de mai sus
- Rolul acestei insertii este de a proteja pipetele in conditii de soc mecanic
- Are o grosime de 2 mm si diametrul de 58 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
IRUC309.0001	Insertie de silicon pentru container de sterilizare	bucata

CONTAINER STERILIZARE PENTRU CUTII PETRI

- Confectionat din inox
- Containerul contine un stativ interior pentru cutii Petri cu un diametru maxim de 100 mm
- Poate fi sterilizat la peste 150°C



Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni container (Ø x h)	Mod de ambalare
CRGC310.0001	Container sterilizare pentru cutii Petri	10 cutii Petri	120 x 250 mm	bucata
CRNC311.0001	Container sterilizare pentru cutii Petri	20 cutii Petri	120 x 500 mm	bucata

ETICHETA INDICATOARE PENTRU STERILIZARE


- Aceasta este rezistentă la temperaturi ridicate și prezintă un câmp de indicare a sterilizării
- Poate fi îndepărtată ușor după terminarea procesului de sterilizare
- Dimensiunea etichetei este de 29x27,6 mm
- Poate fi imprimată, stampilată sau scrisă de mână
- Durata de viață este de 10 ani
- Culoarea de pe etichetă se schimbă în intervalul 116-135°C de la galben la roșu în decursul a 5-10 minute în funcție de temperatură
- Nu conține plumb, cupru sau bismut
- O rolă conține 700 de etichete
- De precizat este că se pretează doar pentru sterilizare umedă, la autoclav



Cod	Produs	Mod de ambalare
ERFC312.0001	Eticheta indicatoare pentru sterilizare	rola

BANDA INDICATOARE PENTRU STERILIZARE

- Este folosita pentru marcarea sau sigilarea sticlăriei sterilizate
- In timpul sterilizării umede banda isi schimba culoarea din galben in maro dupa 10 de minute la o temperatura de 121 °C sau dupa 2 minute la temperatura de 135 °C
- La sterilizarea uscata (etuva), semnul in „V” imprimat pe banda, isi schimba culoarea de la verde la maro, dupa mentinerea 30 de minute la o temperatura de 155 °C
- Lungimea rolei este de 55 m cu o latime de 19 mm



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
BRZC5217.0001	Banda indicatoare pentru sterilizare umeda	(1)	rola
BRTC5218.0001	Banda indicatoare pentru sterilizare uscata	(2)	rola

SACI AUTOCLAVABILI

- Confectionati din polipropilena, de grosimi diferite
- Rezista pana la o temperatura de +134°C, codurile SRUC3947; SRPC3948, SRQC3949 si SRHC4220, si pana la +145°C codurile SRZC3950, SRRC3951 si SRCC3952
- Transparenti
- In timpul autoclavarii sacul trebuie lasat partial deschis



Cod	Produs	Grosime (mm)	Volum nominal	Volum efectiv	Mod de ambalare
SRUC3947.0500	Sac autoclavabil 300x500 mm	0,05	10 L	6 L	500 bucati
SRPC3948.0500	Sac autoclavabil 400x780 mm	0,05	30 L	22 L	500 bucati
SRQC3949.0500	Sac autoclavabil 600x800 mm	0,05	65 L	32 L	500 bucati
SRHC4220.0350	Sac autoclavabil 700x1100 mm	0,05	130 L	72 L	350 bucati
SRZC3950.0100	Sac autoclavabil 305x660 mm	0,04	-	-	100 bucati
SRRC3951.0100	Sac autoclavabil 420x600 mm	0,04	-	-	100 bucati
SRCC3952.0100	Sac autoclavabil 600x780 mm	0,04	-	-	100 bucati

SNUR PENTRU LEGAREA SACILOR AUTOCLAVABILI

- Este imbracat in plastic
- Ideal pentru toate tipurile de saci
- Lungime 300 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRXC320.1000	Snur pentru legarea sacilor autoclavabili	1000 bucati